


TUYAUX ANNELES
EN SILICONE




ANESTHESIE
ACCESSOIRES



TECHNOLOGIE
MEDICALE

TUYAUX ANNELÉS EN SILICONE

- Tuyaux de ventilation destinés à être utilisés avec des appareils d'anesthésie et la plupart des ventilateurs.
- Leur grande souplesse et leur grande résistance au déchirement leur confèrent une totale sécurité d'utilisation.
- Monobloc : assemblage des embouts par surmoulage.
- Stérilisables en autoclave jusqu'à 134°C pendant 18 min.



Modèle adulte : translucide Diamètre intérieur 19 mm Embouts 22/22 mm	35 cm	16634
	45 cm	16640
	60 cm	16635
	85 cm	16639
	100 cm	16636
	110 cm	16637
	130 cm	16638
	150 cm	16641
Modèle pédiatrique : transparent avec spirale et embouts bleu lavande. Diamètre intérieur 10 mm Embouts 15/15 mm	20 cm	16645
	30 cm	16644
	60 cm	16646
	85 cm	16647
	110 cm	16648

Aussi disponible



Distribué par



**TECHNOLOGIE
MEDICALE**