

Société

⇒ Nouveau catalogue EXPORT



Notre catalogue **Oxygénothérapie & Aspiration** sera disponible dans le courant du mois de novembre dans **sa nouvelle version EXPORT, en anglais**.

Il se présente sous la forme de **brochures spécifiques à chaque produit TM, réunies dans un classeur**.

Nos dispositifs médicaux y sont déclinés dans les versions disponibles et normes applicables : AFNOR (norme française), BS (norme anglaise), DIN (norme allemande), NORDIC (norme scandinave), US OHMEDA (norme américaine), UNI (norme italienne), ...

Ces brochures ont pour but de **vous aider dans votre démarche commerciale**.

Vous y trouverez toutes les informations pratiques nécessaires :

- 🌐 les références produits,
- 🌐 les principales caractéristiques techniques,
- 🌐 les déclinaisons possibles,
- 🌐 l'utilisation et l'entretien, ...

Nous aurons le plaisir de vous le faire découvrir en exclusivité lors du salon MEDICA.



Evènements

⇒ Salon MEDICA

Novembre est le mois du salon MEDICA !

MEDICA est **le salon international le plus important du marché de la santé**. Il accueille chaque année environ **138 000 visiteurs** venant de **plus de 100 pays**. Toutes les entreprises leader sur le marché y sont présentes. Naturellement, **TECHNOLOGIE MEDICALE** participe à cet évènement.

Nous espérons avoir le plaisir de vous y rencontrer, pour **vous présenter nos nouveautés**.

N'hésitez pas à nous demander **des invitations** !

⇒ Informations pratiques :

Salon MEDICA

Du 17 au 20 novembre 2010
Düsseldorf, Allemagne

Stand TECHNOLOGIE MEDICALE

Hall 11 – Stand E40



Stand TECHNOLOGIE MEDICALE – MEDICA 2009

Nouveautés Produits

Comme nous vous l'avons annoncé le mois dernier, **TECHNOLOGIE MEDICALE** lancera en janvier 2011 ses nouveaux débitmètres précalibrés **DEBSON TM2** et détenteurs-débitmètres précalibrés **REGSON TM2**.



⇒ Les nouveautés

- Un nouveau volant avec **une large fenêtre transparente** permettant la lecture du débit sélectionné, ainsi que celle des débits suivant et précédent.
- Le **changement du sens de rotation** du volant de réglage, désormais dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
- Un **nouveau débit : 25 l/min** pour répondre à la demande de nombreux clients.
- Le **système FLUSH**, pour un besoin bref et immédiat d'un fort débit d'oxygène (libération instantanée d'un flux de gaz de 30 l/min).

Ces nouveaux modèles remplaceront les modèles actuels à **compter du 1^{er} janvier 2011**.

Vous pouvez dès maintenant **demander des échantillons ou obtenir plus d'informations** auprès de notre service commercial, à l'adresse mail suivante : info@technologiemedicale.com ou auprès de votre contact habituel.

À venir dans la prochaine TM News

● *Le nouveau site WEB*

● *Le salon ARAB HEALTH 2011, à Dubaï*