



CHARIOTS D'ASPIRATION

ASPIRATION
CHARIOTS D'ASPIRATION



**TECHNOLOGIE
MÉDICALE**



CHARIOTS D'ASPIRATION

Les chariots d'aspiration permettent de réunir sur un support mobile (portatif ou roulant) les différents éléments qui composent l'ensemble d'aspiration (dispositifs d'aspiration, bocal de recueil, porte-sondes).

CHARIOTS KITS :

Support portatif en métal chromé à poser au sol ou à suspendre au rail au moyen d'une griffe universelle TM en polycarbonate.

Dimensions : hauteur 370 mm x largeur 320 mm x profondeur 140 mm.

Réf. 10326 : Chariot kit nu (sans accessoires).

Configuration standard :

- ▶ 1 régulateur de vide RVTM3,
- ▶ 1 liaison de 2 m au vide central avec embout porte-tuyau équerre AFNOR,
- ▶ 1 bocal 2 l complet en polysulfone avec couvercle pression silicone,
- ▶ 1 bocal 2 l seul en polysulfone,
- ▶ 1 longueur de 3 m de tuyau silicone 7x13 mm + stop-vide à usage unique.



CH01

Réf. 19428 : Avec 1 RVTM3 0-1000 mbar

CHARIOTS PORTATIFS :

Support portatif en acier rilsanisé bleu avec 2 pieds (à l'avant) + 2 roulettes (à l'arrière).

Dimensions : hauteur 750 mm x largeur 400 mm x profondeur 270 mm.

Réf. 11943 : Chariot portatif nu (sans accessoires).

Configurations standard :

- ▶ 1 régulateur de vide RVTM3,
- ▶ 1 liaison de 2 m au vide central avec embout porte-tuyau équerre AFNOR,
- ▶ 1 bocal 2 l complet en polysulfone avec couvercle pression silicone,
- ▶ 1 bocal 2 l seul en polysulfone,
- ▶ 1 longueur de 3 m de tuyau silicone 7x13 mm + stop-vide à usage unique.



CH02

Réf. 19471 : Avec 1 RVTM3 0-1000 mbar

Réf. 19477 : Avec 1 RVTM3 0-600 mbar

Réf. 19475 : Avec 1 RVTM3 0-250 mbar



- ▶ 1 distribution centralisée avec 2 sorties de vide direct,
- ▶ 1 liaison de 2 m au vide central avec embout porte-tuyau équerre AFNOR,
- ▶ 2 bocaux 4 l complets en polysulfone avec couvercles à pression + paniers métal,
- ▶ 2 longueurs de 3 m de tuyau silicone 8x14 mm + stop-vide à usage unique.

CH03

Réf. 10242

Toute autre configuration disponible sur demande.
Veuillez nous consulter.

CHARIOTS MOBILES :

Support en métal chromé avec pied étoile à 5 branches avec roulettes pivotantes (2 avec freins).
Dimensions : hauteur 1140 mm x largeur 500 mm x profondeur 500 mm.
Réf. 10215 : Chariot mobile nu (sans accessoires).

Configurations standard :**Version simple**

- ▶ 1 régulateur de vide RVTM3,
- ▶ 1 liaison de 3 m au vide central avec embout porte-tuyau équerre AFNOR,
- ▶ 1 bocal 2 l complet en polysulfone avec couvercle pression silicone,
- ▶ 1 bocal 2 l seul en polysulfone,
- ▶ 1 longueur de 3 m de tuyau silicone 7x13 mm + stop-vide à usage unique,
- ▶ 1 porte-sondes 2 tubes 40 cm.

Version double

- ▶ 1 régulateur de vide RVTM3 double,
- ▶ 1 liaison de 3 m au vide central avec embout porte-tuyau équerre AFNOR,
- ▶ 2 bocaux 2 l complets en polysulfone avec couvercles pression silicone,
- ▶ 2 longueurs de 3 m de tuyau silicone 7x13 mm + stop-vide à usage unique,
- ▶ 1 porte-sondes 2 tubes 40 cm.

CH04

Réf. 19434



Réf. 19434	Avec 1 RVTM3 0-1000 mbar
Réf. 19443	Avec 1 RVTM3 0-600 mbar
Réf. 19440	Avec 1 RVTM3 0-250 mbar
Réf. 19446	Avec 1 RVTM3 double 1000/1000 mbar
Réf. 19453	Avec 1 RVTM3 double 600/600 mbar
Réf. 19449	Avec 1 RVTM3 double 1000/600 mbar
Réf. 19448	Avec 1 RVTM3 double 1000/250 mbar
Réf. 11852	Switch : Accessoire permettant de passer d'un bocal de recueil à l'autre sans interrompre l'aspiration. À utiliser sur les chariots mobiles composés d'un RVTM3 et de 2 bocaux d'aspiration avec couvercles.

**CH05**

Réf. 10229

- ▶ 1 distribution centralisée avec 2 sorties de vide direct,
- ▶ 1 liaison de 3 m au vide central avec embout porte-tuyau équerre AFNOR,
- ▶ 2 bocaux 4 l complets en polysulfone avec couvercles pression + paniers métal,
- ▶ 2 longueurs de 3 m de tuyau silicone 8x14 mm + stop-vide à usage unique,
- ▶ 1 porte-sondes 2 tubes 40 cm.

CH06

Nous consulter.


Possibilité d'adapter sur nos chariots mobiles des rails afin d'y fixer divers paniers de stockage (pour cathéters, gants,...)



Toute autre configuration disponible sur demande.
Veuillez nous consulter.



Aussi disponible



Distribué par

ASPIRATION

CHARIOTS D'ASPIRATION



**TECHNOLOGIE
MEDICALE**

101, rue Vaillant Couturier B.P. 46 F-93136 NOISY-LE-SEC CEDEX France
 Tel: 33 (0)1 48 45 58 95 - Fax: 33 (0)1 49 42 90 21 - 33 (0)1 48 45 29 00 - info@technologiemedicale.com
 www.technologiemedicale.com