

ACCESSOIRES



OXYGENOTHERAPIE
ACCESSOIRES



TECHNOLOGIE
MÉDICALE



HUMIDIFICATEURS

L'humidificateur sert à humidifier l'Oxygène ou l'AIR médical administré au patient par voies respiratoires. Il se visse à la sortie d'un débitmètre (à bille ou bien précalibré) et s'utilise avec de l'eau stérile.

Principales caractéristiques techniques :

Dispositif médical actif de classe IIa.

Conformes à la norme NF EN ISO 8185.

- **Bocal en polypropylène (modèle CCO) et en polycarbonate (modèle TMS), incassable.**
- **Tétine de sortie moulée dans la masse du couvercle, procurant ainsi une grande solidité de l'ensemble.**
- **Équipés d'un diffuseur poreux particulièrement silencieux pour le confort du patient.**
- **Humidificateurs réutilisables.**
- **Plus économiques d'utilisation que les humidificateurs à usage unique.**

Déclinaisons possibles :

• Modèle CCO

Capacité : 250 cc

Autoclavable à 134°C

Filetages d'entrée :

12x125 F – 9/16" F – 1/2" BS M – 1/4 G F

Hauteur : 190 mm

Diamètre : 45 mm

Poids total : 85 g

Poids total avec eau stérile : 245 g



OX01-FR

Humidificateur CCO.

Réf. 22296: Entrée 12x125 F

Réf. 22299 : Entrée 9/16" F

• Modèle TMS

Capacité : 500 cc

Autoclavable à 134°C

Filetages d'entrée :

12x125 F – 9/16" F – 1/2" BS M – 1/4 G F

Hauteur : 200 mm

Diamètre : 70 mm

Poids total : 155 g

Poids total avec eau stérile : 430 g

Utilisation et Entretien :

Le flacon de l'humidificateur doit être rempli uniquement d'eau stérile.

Le diffuseur doit être changé à chaque patient et à chaque nettoyage du dispositif médical.

Consommables :

- Sachet de 10 diffuseurs, réf. 11557




OX02-FR

Humidificateur TMS.

Réf. 16575 : Entrée 12x125 F

Réf. 16574 : Entrée 9/16" F

Couvercle CCO complet 12x125 F 11558
 9/16" F 11564
 Couvercle TMS complet 12x125 F 11569
 9/16" F 11571




OX03-F

Sangle de fixation

Réf. 11923 : Sangle de fixation seule

Réf. 11924 : Sangle de fixation avec tuyau et olive 12x125 M pour relier l'humidificateur au détendeur-débitmètre de la bouteille.

Humidificateur à commander séparément.



OX04-F

Tétine et olive de sortie pour débitmètres :


- a** Tétine de sortie, en métal, modèle 2 pièces.
Permet de visser la tétine sans faire tourner le tuyau.
Réf. 11540 : 12x125 F
Réf. 11542 : 9/16" F
- b** Olive de sortie, en métal, modèle 1 pièce.
Réf. 11537 : 12x125 F
Réf. 11535 : 9/16" F

OX05-F

Flow-Switch ou Switch TM

Le Flow-Switch et le Switch TM se visent sur tout débitmètre classique. Ils permettent de diriger le gaz soit vers une sortie tétine, soit vers un humidificateur. L'utilisateur choisit la position de sortie souhaitée et n'a plus besoin de monter ou démonter la tétine ou l'humidificateur. Le personnel hospitalier gagne ainsi en temps de manipulation et évite le risque d'égarer la tétine.

- a** Le Flow-Switch : modèle à bague.
Réf. 11616 : entrée et sortie 12x125
Réf. 11617 : entrée et sortie 9/16"
- b** Le Switch : modèle à robinet.
Réf. 11600 : entrée et sortie 12x125 et 9/16"
Réf. 11601 : Kit 9/16» pour Switch



OX06-F

Raccords intermédiaires 12x125 F – 9/16" M

Pour connecter un débitmètre avec sortie 12x125 M à un humidificateur ou un nébuliseur avec entrée 9/16" F.

- a** Réf. 16586 : modèle en plastique bleu.
- b** Réf. 16590 : modèle en métal.

Egalement disponible en 9/16» F – 12x125 M pour connecter un débitmètre avec sortie 9/16» M à un humidificateur ou nébuliseur avec entrée 12x125 F.

OX07-F

FLEXIBLES POUR FLUIDES MEDICAUX BASSE PRESSION

**TUYAU HAUT DE GAMME
DUREE DE VIE 10 ANS**

Dispositif médical actif de classe IIa.
Conformes à la norme EN ISO 5359.

Les flexibles d'alimentation servent de rallonges et permettent d'alimenter des appareils en gaz médicaux à partir d'une prise normalisée.

- ▶ **Tuyau en PVC antistatique composé de 4 couches, extra-souples avec renforcement et fibre polyester haute résistance.**
- ▶ **Sans odeur.**
- ▶ **D'un aspect brillant et lisse pour une facilité d'entretien.**
- ▶ **Grande résistance à l'écrasement.**
- ▶ Livrés en standard avec un embout équerre et un embout droit AFNOR sertis.
- ▶ Date de péremption indiquée au moyen d'un pictogramme sur l'embout équerre ; date plus facile à visualiser.
- ▶ Disponible en O₂, AIR médical et N₂O.



Longueurs	O ₂	AIR médical	N ₂ O
1 m	14979	14993	15007
1,5 m	14980	14994	15008
2 m	14981	14995	15009
3 m	14983	14997	15011
4 m	14985	14999	15013
5 m	14987	15001	15015
7 m	14991	15005	17084

Disponibles sur demande:

- dans d'autres longueurs ;
- avec 2 embouts équerre ou 2 embouts droits sertis.

OX08-F

Tuyaux antistatiques

Tuyaux antistatiques 6x12 mm

Conditionnement: rouleaux de 40 m

Tuyaux en PVC antistatique composé de 4 couches, extra-souples avec renforcement et fibre polyester haute résistance.

Réf. 14958 : O₂

Réf. 14957 : AIR médical

Réf. 14964 : N₂O

Réf. 14961 : O₂/N₂O

Commande minimum = 40 m par référence





OX09-F

Embouts directs AFNOR

Réf. 22157 : Embout direct AFNOR O₂ 12x100 M

Réf. 22159 : Embout direct AFNOR AIR médical 12x100 M

OX10-F

Embouts porte-tuyau AFNOR (Livrés avec cape de sertissage)

Réf. 22191 : Embout droit O₂

Réf. 22189 : Embout droit Air médical

Réf. 22190 : Embout droit N₂O

Réf. 10132 : Embout droit N₂O /O₂

Réf. 22198 : Embout équerre O₂

Réf. 22195 : Embout équerre AIR médical

Réf. 22197 : Embout équerre N₂O

Réf. 10134 : Embout équerre N₂O /O₂



a

b



OX11-F

Embouts porte-tuyau AFNOR, équerre, AIR médical (Livrés avec cape de sertissage)

a Réf. 17185 : Norme NF S 90-119 AIR-800

b Réf. 10123 : Norme NF S 90-116 (tige longue) 7 bar

OX12-F

Montages au rail AFNOR

Montage au rail complet pour O₂ ou AIR médical, avec embout équerre AFNOR serti, 1,5 m de tuyau antistatique, curseur en métal et griffe au rail en polycarbonate.

a Réf. 16667 : Montage au rail O₂

b Réf. 16672 : Montage au rail AIR médical



Tous nos embouts sont conformes à la norme NF S 90-116.

**OX13-F****Prises normalisées AFNOR 3/8G M**

Conformes à la norme NF S 90-116

Réf. 10029 : Prise rapide O₂

Réf. 10031 : Prise rapide AIR médical

Réf. 10030 : Prise rapide N₂O

DEDOUBLEURS DE PRISES AFNOR BLOCS PRISES AFNOR

Pour alimenter plusieurs dispositifs à partir d'une seule source de gaz :

OX14-F**Dédoublers de prises Y avec embout direct AFNOR**

a Réf. 10018 : Dédoubleur de prises O₂

b Réf. 10019 : Dédoubleur de prises AIR médical

**OX15-F****Blocs prises au rail**

Livrés avec montage au rail complet avec embout équerre AFNOR serti, 1,5 m de tuyau antistatique et attache universelle en métal.

- Bloc prise simple
Réf. 15522 : O₂
Réf. 15524 : AIR médical
Réf. 15525 : N₂O
- Bloc prise double
Réf. 15526 : O₂
Réf. 15535 : AIR médical
Réf. 15536 : N₂O
- Bloc prise triple
Réf. 15537 : O₂
Réf. 15539 : AIR médical
Réf. 15540 : N₂O

**OX16-F****Soufflette**

Utilisée pour le séchage des instruments chirurgicaux en cours de nettoyage et de désinfection. Se connecte à une prise normalisée AFNOR d'AIR médical.

Livrée avec 3 m de tuyau.

Réf. 15085





Aussi disponible



Distribué par

**OXYGENOTHERAPIE
ACCESSOIRES**



**TECHNOLOGIE
MEDICALE**

101, rue Vaillant Couturier B.P. 46 F-93136 NOISY-LE-SEC CEDEX France
Tél. : 33 (0)1 48 45 58 95 - Fax : 33 (0)1 49 42 90 21 - 33 (0)1 48 45 29 00 - info@technologiemedicale.com
www.technologiemedicale.com