




CHARIOTS D'ASPIRATION



ASPIRATION
CHARIOTS D'ASPIRATION



TECHNOLOGIE
MEDICALE



CHARIOT MOBILE D'ASPIRATION TUBALU

Les chariots d'aspiration mobile permettent de réunir sur un support mobile les différents éléments qui composent l'ensemble d'aspiration (dispositifs d'aspiration, bouches de recueil, porte-sondes).



Chariot TUBALU avec tube central en aluminium et avec un pied étoile à 5 branches avec roulettes pivotantes.

► **léger et ultra-maniable**

► **Chariot personnalisable**
pour répondre à tous les besoins

ETAPES POUR PERSONNALISER VOTRE CHARIOT TUBALU

1

Choisissez votre système d'aspiration

- ▶ RVTM3, VENTURI TM2 ou JTM
- ▶ Version simple ou version double

Livré en standard avec 3 mètres de tuyau et un embout normalisé serti.



2

Choisissez vos bocal de recueil

- ▶ Bocaux de 1L, de 2L ou de 4L
- ▶ Possibilité de mettre jusqu'à 4 bocaux 1L ou 2L
- ▶ Poches de recueil



3

Choisissez vos accessoires

- ▶ Porte-sonde simple ou double
- ▶ Stop-vide
- ▶ ...



CHARIOTS MOBILES EN MÉTAL CHROMÉ :

Support en métal chromé avec pied étoile à 5 branches avec roulettes pivotantes (2 avec freins).
Dimensions : hauteur 1140 mm x largeur 500 mm x profondeur 500 mm.
Chariot mobile nu (sans accessoires).



CH01-F

- **Chariot mobile** avec 1 RVTM3 0-1000 mbar.

- **1 distribution centralisée** avec 2 sorties de vide direct,
- **1 liaison de 3 m au vide central** avec embout porte-tuyau équerre AFNOR,
- **2 bords 4 l complets en polysulfone** avec couvercles pression + paniers métal,
- **2 longueurs de 3 m** de tuyau silicone 8x14 mm + stop-vide à usage unique,
- **1 porte-sondes** 2 tubes 40 cm.



CH02-F

CH03-F

- **Nous consulter.**

Possibilité d'adapter sur nos chariots mobiles des rails afin d'y fixer divers paniers de stockage (pour cathéters, gants,...).



Toute autre configuration disponible sur demande.
Veuillez nous consulter.

CHARIOTS D'ASPIRATION

Les chariots d'aspiration permettent de réunir sur un support mobile (portatif ou roulant) les différents éléments qui composent l'ensemble d'aspiration (dispositifs d'aspiration, bocal de recueil, porte-sondes).

CHARIOTS KITS :

Support portatif en métal chromé à poser au sol ou à suspendre au rail au moyen d'une griffe universelle TM en polycarbonate.

Dimensions : hauteur 370 mm x largeur 320 mm x profondeur 140 mm.

Chariot kit nu (sans accessoires).

Configuration standard :

- ▶ 1 régulateur de vide RVTM3,
- ▶ 1 liaison de 2 m au vide central avec embout porte-tuyau équerre AFNOR,
- ▶ 1 bocal 2 l complet en polysulfone avec couvercle pression silicone,
- ▶ 1 bocal 2 l seul en polysulfone,
- ▶ 1 longueur de 3 m de tuyau silicone 7x13 mm + stop-vide à usage unique.



CH04-F

Disponible avec 1 RVTM3 0-1000 mbar

CHARIOTS PORTATIFS :

Support portatif en acier rilsanisé bleu avec 2 pieds (à l'avant) + 2 roulettes (à l'arrière).

Dimensions : hauteur 750 mm x largeur 400 mm x profondeur 270 mm.

Chariot portatif nu (sans accessoires).

Configuration standard :

- ▶ 1 régulateur de vide RVTM3,
- ▶ 1 liaison de 2 m au vide central avec embout porte-tuyau équerre AFNOR,
- ▶ 1 bocal 2 l complet en polysulfone avec couvercle pression silicone,
- ▶ 1 bocal 2 l seul en polysulfone,
- ▶ 1 longueur de 3 m de tuyau silicone 7x13 mm + stop-vide à usage unique.



CH05-F

Disponible avec 1 RVTM3 0-1000 mbar

Disponible avec 1 RVTM3 0-600 mbar

Disponible avec 1 RVTM3 0-250 mbar



- ▶ 1 distribution centralisée avec 2 sorties de vide direct,
- ▶ 1 liaison de 2 m au vide central avec embout porte-tuyau équerre AFNOR,
- ▶ 2 bocaux 4 l complets en polysulfone avec couvercles à pression + paniers métal,
- ▶ 2 longueurs de 3 m de tuyau silicone 8x14 mm + stop-vide à usage unique.

CH06-F

*Toute autre configuration disponible sur demande.
Veuillez nous consulter.*



Aussi disponible



Distribué par

ASPIRATION CHARIOTS D'ASPIRATION



101, rue Vaillant Couturier - 93130 NOISY-LE-SEC - FRANCE
Tél. : 33 (0)1 48 45 58 95
info@technologiemedicale.com - www.technologiemedicale.com